

Anti-Phospho-Tau (T205) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10636

Artikelnummer: CM0001678



Einführung

Phospho-Tau (T205) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-Tau, das an Threonin 205 phosphoryliert ist. Ideal für die Alzheimer- und Tauopathie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-T205 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T205
Spezies	Human
GeneID (human)	4137
GeneID	4137
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T205 von humanem Tau (NP_001190181.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P10636
Protein-Gewicht	79kDa
Versand	Eistasche