

Anti-Phospho-Tau-T212 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P10636

Artikelnummer: CM0001718



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Tau phosphoryliert an T212 gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung der Mikrotubuli-Dynamik, der neuronalen Polarität und von Tauopathien einschließlich Alzheimer-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-T212 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T212
Spezies	Mensch
GenID	4137
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um T212 von humanem Tau entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10636
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel