

Kaninchen-Polyclonaler Anti-Phospho-Tau-T217-Antikörper (Pab) Für Wb, Elisa - P10636-5

Artikelnummer: CM0001504

Einführung

Kaninchen-Polyclonaler Phospho-Tau-T217-Antikörper (pAb) für WB, ELISA. Erkennt phosphoryliertes Tau an T217 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Alzheimer- und Tauopathie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-T217 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T217
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4137
GeneID	4137
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T217 des humanen Tau (NP_001190181.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10636-5
Proteingewicht	32-45 kDa / 78-80 kDa
Versand	Eispackung