

Anti-Phospho-Tau-T231 Monoklonaler Antikörper Für If-P, Elisa - P10636

Artikelnummer: CM0000788



Einführung

Phospho-Tau-T231 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für IF-P und ELISA mit Reaktivität gegen Human, Maus und Ratte. Zielt auf phosphoryliertes Thr231 von Tau (P10636) ab, ein Schlüsselziel in der Alzheimer- und Neurodegenerationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-T231 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T231
Spezies	Mensch
Gen-ID	4137
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T231 von humanem Tau (P10636).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P10636
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Eisbeutel