

Anti-Phospho-Tau-Thr212/Ser214 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10636

Artikelnummer: CM0000467



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen phosphoryliertes humanes Tau (Thr212/Ser214), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus-Tau. Ideal für die Alzheimer- und Neurodegenerationsforschung. Proteinmasse ca. 79 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-Thr212/Ser214 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Thr212/Ser214
Spezies	Human
GeneID	4137 (Human)
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um T529 & S531 von humanem Tau (NP_058519.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P10636
Proteinmasse	79 kDa
Versand	Eisbeutel