


Anti-Phospho-Tbc1D4-T642 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60343

Artikelnummer: CM0001662



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes Thr642 von menschlichem TBC1D4/AS160. Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für die Untersuchung von insulinstimulierter Glukoseaufnahme und Mechanismen des Typ-2-Diabetes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-TBC1D4-T642 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AS160; NIDDM5; Phospho-TBC1D4-T642
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9882
Gen-ID	9882
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T642 des menschlichen TBC1D4 (NP_055647.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O60343
Proteinmasse	147 kDa
Versand	Eisbeutel