


Anti-Phospho-Tbk1/Nak-S172 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uhd2

Artikelnummer: CM0000706



Einführung

Hochwertiger, spezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes TBK1 (Ser172). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal für die Erforschung von angeborener Immunität, Autophagie und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-TBK1/NAK-S172 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; Phospho-TBK1/NAK-S172
Spezies	Human
Gen-ID	29110 (Human)
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S172 von humanem TBK1/NAK
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UHD2
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eistasche