


Anti-Phospho-Tbk1/Nak-S172 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhd2

Artikelnummer: CM0001369



Einführung

Dieser kaninchenpolyklonale Antikörper erkennt phosphoryliertes TBK1/NAK an Ser172. Validiert für WB, IHC-P und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben. Geeignet für Studien zur angeborenen Immunität, antiviralen Signalübertragung und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-TBK1/NAK-S172 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; Phospho-TBK1/NAK-S172
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29110
Gen-ID	29110
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S172 von menschlichem TBK1/NAK (NP_037386.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHD2
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Eisbeutel