

Anti-Phospho-Tdp-43/Tardbp (S409/S410) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Db, Elisa - Q13148

Artikelnummer: CM0001763



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen S409/S410 von humanem TDP-43 (TARDBP). Validiert für WB, DB und ELISA. Geeignet für die Erforschung von Mechanismen neurodegenerativer Erkrankungen und RNA-Biologie. Erkennt ein 45 kDa Band.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-TDP-43/TARDBP-S409/S410 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALS10; TDP-43; Phospho-TDP-43/TARDBP-S409/S410
Spezies	Human
GeneID (Human)	23435
GeneID	23435
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S409&S410 von humanem TDP-43/TARDB (NP_031401.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q13148
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel