


Anti-Phospho-Trka-Y490 Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb Und Elisa - P04629

Artikelnummer: CM0000840



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-Polyclonalkörper gegen TrkA-Y490 (NTRK1), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte in der neurotrophen Signaltransduktions- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-TrkA-Y490 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliaße	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; Phospho-TrkA-Y490
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4914
GeneID	4914
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y490 von humanem TrkA (NP_001012331.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04629
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel