

Anti-Phospho-Trka-Y674/675 + Trkb-Y706/707 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04629-2 / Q16620

Artikelnummer: CM0001463

Einführung

Phospho-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707 Kaninchen pAb detektiert phosphoryliertes humanes TrkA (Y674/675) und TrkB (Y706/707). Validiert für WB und ELISA. Ideal für Studien zur Neurotrophin-Signalübertragung und Rezeptoraktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NTRK1/NTRK2; Phospho-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4914/4915
Gen-ID	4914/4915
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y674 & Y675 von humanem TrkA/NTRK1 (NP_001012331.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P04629-2/Q16620
Proteingewicht	35kDa/53-60kDa/77kDa/83-93kDa
Versand	Eistasche