


Anti-Phospho-Tsc2 (S1387) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P49815

Artikelnummer: CM0001821



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen Tuberin (TSC2), phosphoryliert an Ser1387. Validiert für Western Blot und ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum mTOR-Signalweg und Tumorsuppressoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-TSC2-S1387 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	LAM; TSC4; PPP1R160; Phospho-TSC2-S1387
Art	Mensch
GenID (Mensch)	7249
GenID	7249
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49815
Proteinmasse	201kDa
Versand	Eisbeutel