


Anti-Phospho-Tsc2-T1462 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P49815

Artikelnummer: CM0000696



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-polyklonaler Antikörper zum Nachweis der Phosphorylierung von TSC2 (Tuberin) an T1462. Geeignet für WB und ELISA bei Mensch und Maus. Ideal für Studien zur mTORC1-Regulation und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-TSC2-T1462 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliae	LAM; TSC4; PPP1R160; Phospho-TSC2-T1462
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7249
Gen-ID	7249
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T1462 des menschlichen TSC2 (NP_000539.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49815
Proteingewicht	201 kDa
Versand	Eisbeutel