


Anti-Phospho-Ubiquitin-Ser65 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62979 / P62987 / P0Cg47 / P0Cg48

Artikelnummer: CM0001301



Einführung

Anti-Phospho-Ubiquitin-Ser65 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, ELISA. Erkennt phosphoryliertes Ser65 von humanem Ubiquitin; ideal für die Untersuchung von Ubiquitinierung, Proteinabbau und Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Ubiquitin-Ser65 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UBC; S27A; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; HEL-S-50; HMG20; Phospho-Ubiquitin-Ser65
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6233/7311/7314/7316
GenID	6233/7311/7314/7316
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S65 von humanem Ubiquitin (NP_002945.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P62979/P62987/P0CG47/P0CG48
Proteingewicht	18kDa/15kDa/77kDa
Versand	Eisbeutel