

Anti-Phospho-B-Catenin-S45 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35222

Artikelnummer: CM0000912



Einführung

Phospho-β-Catenin-S45 Kaninchen-polyklonaler Antikörper (P35222) für WB und ELISA. Erkennt endogenes phosphoryliertes β-Catenin an Ser45 in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Wnt-Signalweg- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-β-Catenin-S45 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho-β-Catenin-S45
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1499
GenID	1499
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S45 von humanem β-Catenin (NP_001091679)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35222
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel