

Anti-Phospho-B-Catenin (S552) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35222

Artikelnummer: CM0000871



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Phospho- β -Catenin (S552). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität für Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zum Wnt-Signalweg und zur Zelladhäsion. - P35222

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho- β -Catenin-S552 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; Armadillo; Phospho- β -Catenin-S552
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1499
GeneID	1499
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S552 von humanem Beta-Catenin (NP_001091679)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35222
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Eisbeutel