

Anti-Phospho-Vasp (S157) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P50552

Artikelnummer: CM0001121



Einführung

Anti-Phospho-VASP (S157) Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA in humanen Proben. Erkennt phosphoryliertes VASP an S157, ein aktinassoziertes Protein, das eine zentrale Rolle beim Zytoskeletumbau, der Thrombozytenaggregation und der Zellmotilität spielt. Geeignet für die Gefäßbiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-VASP-S157 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	VASP; Phospho-VASP-S157
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	7408
Gen-ID	7408
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S157 von humanem VASP (NP_003361.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P50552
Protein-Gewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel