

Anti-Phospho-Vasp-S239 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P50552

Artikelnummer: CM0000769



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper detektiert Phospho-VASP-S239 (Vasodilatator-stimuliertes Phosphoprotein). Validiert für Western Blot, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Zytoskelett- und Zellmigrationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	Phospho-VASP-S239 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VASP; Phospho-VASP-S239
Spezies	Human
GeneID (human)	7408
GeneID	7408
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S239 von humanem VASP (NP_003361.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P50552
Protein-Gewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel