

Anti-Phospho-Vegf Rezeptor 2-Y1175 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb - P35968

Artikelnummer: CM0001159



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen phosphorylierten VEGF Rezeptor 2 an Y1175, validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für Forschung zu Angiogenese und vaskulärer Signalgebung. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-VEGF Rezeptor 2-Y1175 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; Phospho-VEGF Rezeptor 2-Y1175
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3791
Gen-ID	3791
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1175 des menschlichen VEGF Rezeptors 2 (NP_002244.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35968
Proteingewicht	152 kDa
Versand	Eisbeutel