


Anti-Phospho-Vimentin-S83 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08670

Artikelnummer: CM0001068



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper gegen an Ser83 phosphoryliertes Vimentin. Validiert für Western Blot und ELISA in humanen und Rattenproben. Erkennt ein Band bei ~54 kDa. Geeignet für Studien zu Intermediärfilamenten, Zellmigration und epithelial-mesenchymaler Transition.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Vimentin-S83 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; vimentin; Phospho-Vimentin-S83
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7431
Gen-ID	7431
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S83 von humanem VIM (NP_003371.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P08670
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel