


Anti-Phospho-Yap1-S127 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P46937

Artikelnummer: CM0001733



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes YAP1 an Serin 127. Validiert für Western Blot und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Hippo-Signalwegs und der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-YAP1-S127 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	YAP1; COB1; YAP; YAP2; YAP65; YKI; Yes associated protein 1; Phospho-YAP1-S127
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10413
GeneID	10413
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S127 des menschlichen YAP1 (NP_001123617.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46937
Proteingewicht	36kDa/48kDa/49kDa/50kDa/52kDa/53kDa/54kDa
Versand	Eispackung