

Anti-Phospho-Yap1-S127 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46937

Artikelnummer: CM0000970



Einführung

Phospho-spezifischer YAP1 (Ser127) Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt den Hippo-Signalweg-Transkriptionskoaktivator YAP1, einen Schlüsselregulator der Organgröße und Tumorsuppression. Geeignet für Krebs- und Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-YAP1-S127 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Phospho-YAP1-S127
Spezies	Human
GeneID (Human)	10413
GeneID	10413
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um S127 von humanem YAP1 (NP_001123617.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P46937
Protein-Gewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel