


Anti-Phospho-Yap1-S128 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P46937

Artikelnummer: CM0001469



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchenpolyklonaler Antikörper, der YAP1 phosphoryliert an Ser128, einem wichtigen Effektor des Hippo-Signalwegs, zielt. Reagiert mit menschlichen und Maus-Proben, validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Ideal für Krebs- und Organgrößenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-YAP1-S128 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Phospho-YAP1-S128
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10413
Gen-ID	10413
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S128 von humanem YAP1 (NP_001123617.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P46937
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel