


Anti-Phospho-Ywhaz-S58 Kaninchen-Pak Für Wb Und If/Icc - P63104

Artikelnummer: CM0001098



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der spezifisch YWHAZ erkennt, das an Serin-58 phosphoryliert ist. Geeignet für Western Blot und Immunfluoreszenz in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Forschung an Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-YWHAZ-S58 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; Phospho-YWHAZ-S58
Spezies	Mensch
Gen-ID	7534
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63104
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel