


Anti-Phospho-Zap70-Y319 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P43403

Artikelnummer: CM0001150



Einführung

Phospho-ZAP70-Y319 kaninchen polyklonaler Antikörper (pAb) validiert für Western Blotting (WB), Immunpräzipitation (IP) und ELISA in humanen Proben. Spezifisch für das phosphorylierte Y319-Rest von ZAP70, einer Schlüsselkinase bei der T-Zell-Rezeptor-Signalübertragung und Forschung zur adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ZAP70-Y319 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; Phospho-ZAP70-Y319
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7535
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y319 des menschlichen ZAP70 (NP_001070.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P43403
Proteinmasse	70 kDa
Versand	Eisbeutel