


Anti-Phospho-Zap70-Y319+Syk-Y352 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P43403/P43405

Artikelnummer: CM0001591



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der Phospho-Zap70 (Y319) und Phospho-Syk (Y352) erkennt. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für die Erforschung der T-Zell- und B-Zell-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Zap70-Y319+Syk-Y352 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	7535
GeneID	7535/6850
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y319 von humanem ZAP70 (NP_001070.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P43403/P43405
Protein-Gewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel