


Anti-Phospho-Zap70 (Y493) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43403

Artikelnummer: CM0001417



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ZAP70 an Tyrosin 493, validiert in WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der T-Zell-Rezeptor-Signalübertragung und der adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ZAP70-Y493 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; Phospho-ZAP70-Y493
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7535
Gen-ID	7535
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y493 von humanem ZAP70 (NP_001070.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P43403
Protein-Gewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel