


Anti-Phospholamban Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P26678

Artikelnummer: CM0007076



Einführung

Anti-Phospholamban Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Zielt auf den sarkoplasmatischen Retikulum-Kalzium-Regulator ab, der an der Kontraktilität des Herzmuskels beteiligt ist und für die kardiovaskuläre Forschung unerlässlich ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospholamban Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PLN; CMD1P; CMH18; PLB; phospholamban; Phospholamban
Spezies	Mensch
Gen-ID	5350
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-52 von humanem Phospholamban entspricht. (NP_002658.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P26678
Proteingewicht	6 kDa
Versand	Eisbeutel