


Anti-Phospholipid Scramblase 1 (Plscr1) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15162

Artikelnummer: CM0008775



Einführung

Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) Kaninchen-mAb, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität gegen Mensch, Maus und Ratte – ideal für Apoptose- und antivirale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MMTRA1B; Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5359
GenID	5359
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) (NP_066928.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15162
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel