


## Anti-Phospholipid Scramblase 1 (Plscr1) Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O15162

Artikelnummer: CM0031052



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1). Validiert für WB und ELISA; detektiert 35kDa Protein. Ideal für die Erforschung von Apoptose, Virusabwehr und Lipid-Scrambling.

[Mehr erfahren](#)

| Produktname       | Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) Kaninchen pAb                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen/Alias | MMTRA1B; Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1)                                                                                                            |
| Spezies           | Human                                                                                                                                                  |
| GeneID (human)    | 5359                                                                                                                                                   |
| GeneID            | 5359                                                                                                                                                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-318 des humanen Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) (NP_066928.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                                                  |
| SWISS             | O15162                                                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 35kDa                                                                                                                                                  |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                              |