


Anti-Phox2B Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99453

Artikelnummer: CM0012625



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PHOX2B, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Zielt auf einen Transkriptionsfaktor ab, der für die Entwicklung noradrenerger Neuronen entscheidend ist und bei Neuroblastom und CCHS eine Rolle spielt. Geeignet für neurowissenschaftliche und onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PHOX2B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CCHS; PMX2B; NBLST2; NBPhox; PHOX2B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8929
Gen-ID	8929
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 215-314 von humanem PHOX2B entspricht (NP_003915.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99453
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel