


Anti-Phox2B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q99453

Artikelnummer: CM0027982



Einführung

Anti-PHOX2B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-PHOX2B, einen Transkriptionsfaktor, der für die Entwicklung autonomer Neuronen essentiell ist. Ideal für die Neurobiologie-, Neuroblastom- und Entwicklungsstörungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHOX2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCHS, PMX2B, NBLST2, NBPhox, PHOX2B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8929
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-90 des menschlichen PHOX2B (NP_003915.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99453
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eistasche