

Anti-Phox2B Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99453

Artikelnummer: CM0022225



Einführung

Anti-PHOX2B Kaninchen-polyclonaler Antikörper für WB und ELISA erkennt menschliches und murines PHOX2B, ein Transkriptionsfaktor, der für die Entwicklung noradrenerger Neuronen essenziell ist. Ideal für die Neuroblastom- und Gehirnforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] PHOX2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCHS; PMX2B; NBLST2; NBPhox; PHOX2B
Art	Mensch
GenID (Mensch)	8929
GenID	8929
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 260-314 von menschlichem PHOX2B (NP_003915.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99453
Proteinmasse	32 kDa
Versand	Eisbeutel