


Anti-Phpt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nrx4

Artikelnummer: CM0013469



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes PHPT1 (14 kDa Phosphohistidin-Phosphatase) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zur Histidin-Phosphatase-Aktivität. Q9NRX4.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHPT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PHP; PHP14; CGI-202; HSPC141; HEL-S-132P; PHPT1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29085
Gen-ID	29085
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-125 von humanem PHPT1 (NP_054891.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRX4
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel