


Anti-Phpt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nrx4

Artikelnummer: CM0015869



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PHPT1 (Phosphohistidin-Phosphatase 1). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Immunogen: rekombinantes Protein. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHPT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PHP; PHP14; CGI-202; HSPC141; HEL-S-132P; PHPT1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29085
Gen-ID	29085
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRX4
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel