

Anti-Phrf1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q9P1Y6

Artikelnummer: CM0019626

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes PHRF1 (Protein 1 mit PHD- und RING-Finger-Domäne), validiert für Western Blot und ELISA. Detektiert eine Bande von ~179 kDa, ideal für die Untersuchung dieses metallbindenden Phosphoproteins.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PHRF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RNF221; PPP1R125; PHRF1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57661
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1350-1450 von humanem PHRF1 (NP_001273512.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9P1Y6
Proteingewicht	179 kDa
Versand	Eisbeutel