

Anti-Pi3-Kinase-P110-Alpha-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P42336

Artikelnummer: CM0007047



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die humane PI3-Kinase p110 alpha (PIK3CA), validiert für WB, IP und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Entwicklung von IVD-Tests zur Untersuchung des PI3K/AKT-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PI3-Kinase-p110-alpha-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MCM; CCM4; CW55; MCAP; PI3K; CLAPO; CLOVE; MCMTC; PI3K-alpha; p110-alpha; PI3-Kinase p110 alpha
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5290
Gen-ID	5290
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 294-610 der humanen PI3-Kinase p110 alpha (NP_006209.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42336
Proteingewicht	124 kDa
Versand	Kühlakku