

Polyklonaler Anti-Pi3-Kinase-P110-Beta-Antikörper Für Wb Und Elisa - P42338

Artikelnummer: CM0017387

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die humane PI3-Kinase p110 beta, geeignet für Western Blot und ELISA. Richtet sich gegen PIK3CB, das am Zellwachstum, Überleben und an onkogenen Signalwegen beteiligt ist. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PI3-Kinase p110 beta Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3-Kinase p110 beta
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5291
Gen-ID	5291
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 410-600 der humanen PI3-Kinase p110 beta (NP_006210.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42338
Proteingewicht	123 kDa
Versand	Kühlakku