

Anti-PI3-Kinase P110 Beta Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P42338

Artikelnummer: CM0006525

Einführung

Anti-PI3-Kinase p110 beta Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, detektiert human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der PI3K/AKT-Signalgebung, Zellwachstum und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PI3-Kinase p110 beta Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3-Kinase p110 beta
Spezies	Human
GeneID (Human)	5291
GeneID	5291
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 410-600 der humanen PI3-Kinase p110 beta (NP_006210.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P42338
Protein-Gewicht	123 kDa
Versand	Eisbeutel