

Anti-Pi3-Kinase P110 Beta Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P42338

Artikelnummer: CM0003802

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PI3-Kinase p110 beta (PIK3CB, P42338), validiert für WB und ELISA. Ideal für die Erforschung des PI3K/AKT-Signalwegs, Thrombozytenbiologie, Autophagie und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PI3-Kinase p110 beta Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Kinase p110 beta
Spezies	Mensch
GenelD (Mensch)	5291
GenelD	5291
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humaner PI3-Kinase p110 beta (NP_006210.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P42338
Proteinmasse	123 kDa
Versand	Eisbeutel