

Anti-PI3-Kinase P110 Delta Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O00329

Artikelnummer: CM0024282



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane PI3-Kinase p110 delta (PIK3CD, O00329). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Immun-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PI3-Kinase p110 delta Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	APDS; PI3K; IMD14; p110D; IMD14A; IMD14B; ROCHIS; P110DELTA; PI3-Kinase p110 delta
Spezies	Human
GeneID (Human)	5293
GeneID	5293
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 170-300 der humanen PI3-Kinase p110 delta entspricht (NP_005017.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00329
Proteingewicht	119 kDa
Versand	Kühlakku