

Anti-PI3 Kinase P85 Alpha Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P27986

Artikelnummer: CM0014208



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes PI3 Kinase p85 alpha, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des PI3K/AKT-Signalwegs und der Insulin-Stoffwechselwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PI3 Kinase p85 alpha Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Kinase p85 alpha
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5295
GenID	5295
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 240-380 von humanem PI3 Kinase p85 alpha (NP_852556.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27986
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel