

Anti-PI3-Kinase P85 Alpha Kaninchen Mab Für Wb, If, Ihc, Elisa - P27986

Artikelnummer: CM0005565



Einführung

Hochwertiger rekombinanter PI3-Kinase p85 alpha Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu PI3K/AKT-Signalwegen und Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PI3 Kinase p85 alpha Rabbit mAb
Anmerkungen/Alias	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Kinase p85 alpha
Art	Mensch
Gen-ID	5295 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 240-380 der menschlichen PI3-Kinase p85 alpha enthält (NP_852664.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27986
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Eisbeutel