

Anti-Pi3-Kinase P85 Alpha Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P27986

Artikelnummer: CM0005199



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen PI3-Kinase p85 alpha, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Erforschung von PI3K/AKT-Signalwegen, Insulinantwort und Rezeptor-Tyrosinkinase-Pfaden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PI3-Kinase p85 alpha Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5295
Gen-ID	5295
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P27986
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel