

Anti-Pi3-Kinase-P85-Alpha/Beta-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P27986 / O00459

Artikelnummer: CM0007613



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen PI3-Kinase p85 alpha und beta (PIK3R1/PIK3R2) für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Validiert für humane und murine Spezies. Ideal für die Erforschung des PI3K/AKT-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PI3-Kinase-p85-Alpha/Beta-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	PIK3R1/PIK3R2; PI3-Kinase p85 alpha/beta
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5295/5296
Gen-ID	5295/5296
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P27986/O00459
Proteingewicht	42-54 kDa/81-84 kDa
Versand	Kühlakku