

Anti-Pi3-Kinase P85 Alpha/Beta Rabbit Polymab® Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P27986/O00459

Artikelnummer: CM0007528



Einführung

Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt PIK3R1/PIK3R2 (p85 alpha/beta). Optimal für die Erforschung der PI3K/AKT-Signalübertragung in der Krebs-, Stoffwechsel- und Immunantwortforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PI3-Kinase p85 alpha/beta Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	PIK3R1/PIK3R2
Spezies	Human
Gen-ID	5295 (PIK3R1) / 5296 (PIK3R2)
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet von humaner PI3-Kinase p85 alpha/beta
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P27986/O00459
Proteingewicht	42-54 kDa/81-84 kDa
Versand	Eisbeutel