


Anti-PI3-Kinase-P85-Beta-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O00459

Artikelnummer: CM0012753



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen PI3-Kinase-p85-beta, validiert in WB und ELISA. Erkennt menschliches und Ratten-p85 β (82 kDa). Ideal für Forschung zu PI3K/AKT-Signalgebung, Krebs und Stoffwechselwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PI3 Kinase p85 beta Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3 Kinase p85 beta
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5296
GenID	5296
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 der menschlichen PI3-Kinase-p85-beta (O00459) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O00459
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel