


Anti-PI3-Kinase P85-Beta Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 000459

Artikelnummer: CM0021029



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PI3-Kinase p85-beta (PIK3R2), validiert für WB, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Regulatorische Untereinheit von PI3K, beteiligt an Zellwachstum und Signalübertragung. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PI3-Kinase p85-beta Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3-Kinase p85-beta
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5296
GenID	5296
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 108-298 der menschlichen PI3-Kinase p85-beta (NP_005018.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Krossreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00459
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel