


Anti-PI3-Kinase P85 Beta Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00459

Artikelnummer: CM0021714



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane PI3-Kinase p85 beta, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detektiert endogenes p85 beta in humanen, murinen und rattigen Proben. Geeignet für PI3K/AKT-Signalweg- und Krebsforschungstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PI3-Kinase p85 beta Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3-Kinase p85 beta
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5296
Gen-ID	5296
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-85 der humanen PI3-Kinase p85 beta (NP_005018.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00459
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel