

Anti-PI3K-Gamma Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P48736

Artikelnummer: CM0004262



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen PI3K-gamma (p110 γ , 126kDa) für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches und murines PI3K γ ; ideal für die Untersuchung der Immunzellsignalübertragung, Chemotaxis und GPCR-vermittelten Wege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PI3K-gamma Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5294
GenID	5294
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 130-342 der menschlichen PI3-Kinase-gamma (NP_002640.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P48736
Proteingewicht	126kDa
Versand	Eisbeutel